

Belex-08 Excellens jest zestawem urządzeń do zabiegów kosmetycznych, zawierającym wszystkie niezbędne funkcje: masaż prądem wysokiej częstotliwości (d'Arsonval), masaż mechaniczny szczoteczkami (brushing), nawilżanie i oczyszczanie metodą podciśnienia, galwanizację, jonoforezę, elektrostymulację mięśni twarzy. W wyposażeniu urządzenia znajdują się liczne akcesoria w wygodny sposób rozmieszczone na półeczkach. Umocowany obok aparatu paroozonator posiada specjalny wymienny układ do aromaterapii. Estetycznie wykonane urządzenie umieszczone jest na białym, wyposażonym w kółka statywie. Całość podłączona jest do sieci jednym przewodem zasilającym. Funkcje oferowane przez zestaw nie tylko ułatwiają kosmetyczce wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, ale również pozwalają na wzbogacenie oferty gabinetu.

SORISA® 



Mechaniczny masaż przy pomocy wirujących szczoteczek pozwala na usunięcie z powierzchni skóry martwych komórek, stymuluje krążenie krwi, polepsza odżywienie i dotlenienie komórek. Stosowany jest w celu oczyszczenia, zregenerowania i wygładzenia skóry. Rotacyjny ruch szczotek powoduje delikatny, regularny masaż, który w powiązaniu z efektem poprawy ukrwienia zapewnia głęboką penetrację preparatów odżywczych.



Rozpylona zimna mgiełka powstaje w wyniku doprowadzenia strumienia powietrza do pojemniczka napełnionego cieczą. Cienką warstwę można rozprowadzać na powierzchni skóry preparaty, osiągnąć efekt stymulacji nerwów, obkurczenia naczyń krwionośnych, zamknięcia rozszerzonych porów skórnych.



Odsysanie wspomaga usuwanie nadmiaru tłuszczu i innych wydzielin komórkowych zalegających w porach skórnych. Podłączona do kompresora szklana ssawka powoduje zasysanie powierzchni skóry, czego efektem jest pobudzenie systemu limfatycznego i krążenia krwi.



Na obszarach regularnych stosuje się rolkowe elektrody porowate, które poprzez masaż

punktowy potęgują penetrację jonów. Tryb głębokiego oczyszczania z wykorzystaniem prądu galwanicznego umożliwia usuwanie nadmiernej wydzieliny tłuszczowej. Dostosowane do kształtu twarzy elektrody umieszczone w masce służą do jonoforezy stabilnej.



Masaż pośredni – elektroda zastąpiona palcami kosmetyczki lekko dotyka twarzy. Zabieg wprowadza efekt tonujący i stymulujący włókna mięśniowe oraz włókna nerwowe znajdujące się w obszarze skóry.



Zabieg elektrostymulacji może być wykonywany ręcznie przy użyciu małych elektrod kulkowych lub automatycznie z zastosowaniem elektrod samoprzylepnych. Delikatny prąd pobudza iacv poprawia napięcie mięśni twarzy.



Optymalny, równomierny strumień pary wzbogacony olejkami aromatycznymi ma działanie relaksujące i lecznicze.

Funkcje aparatu Belex-08 Excellens:

- ◆ **Układ wysokiej częstotliwości (d'Arsonval)**
W wyposażeniu 4 elektrody szklane.
Możliwość dokupienia innych rodzajów szklanych elektrod.
- ◆ **Układ do nawilżania i odsysania**
Maksymalny przepływ: 12 l/min
Maksymalna siła ssania: 600 mm Hg
W wyposażeniu: 2 pojemniki na preparaty do napryskiwania,
2 szklane ssawki - okrągła i płaska.
Możliwość dokupienia innych rodzajów ssawek.
- ◆ **Układ do masażu mechanicznego**
Zmienny kierunek wirowania
W wyposażeniu 3 szczoteczki o różnych średnicach.
Możliwość dokupienia innych rodzajów szczoteczek oraz kamienia.
- ◆ **Prąd galwaniczny (Galwanizacja/jonoforeza labilna, stabilna, tryb usuwania nadmiernej wydzieliny tłuszczowej, zabiegi rewitalizujące, drenaż limfatyczny)**
Prąd galwaniczny o regulowanym natężeniu w zakresie od 0 do 5,00 mA
Automatyczny wybór trybu pracy
Możliwość zaprogramowania do 9 inwersji polaryzacji
W wyposażeniu m.in.: wałeczki gładkie i porowate do galwanizacji/jonoforezy labilnej, elektroda sferyczna i punktowa, giętkie elektrody do jonoforezy stabilnej dostosowane do kształtu twarzy, maska podtrzymująca, płytki do galwanizacji.
- ◆ **Gimnastyka bierna łagodna/intensywna**
Elektrostymulacja ręczna lub automatyczna
Bipolarne impulsy prądowe
szerokość impulsu dodatniego: 200 ms
szerokość impulsu ujemnego: 200 ms
Częstotliwość: 100 Hz (łagodna)
400Hz (intensywna)
Czas trwania skurczu mięśnia: 0,7 s/1,1s
Odpoczynek mięśnia pomiędzy skurczami: 1,2 s./1 s
Poziom sygnału wyjściowego: 0 - 9,9 mA
W wyposażeniu: elektrody jednorazowe 100 szt., żel przewodzący



PAROOZONATOR Z FUNKCJĄ AROMATERAPII

PARAMETRY TECHNICZNE

Czas parowania:	35 minut
Pojemność:	1,1 litra
Czas nagrzewania:	7,5 minut
Wymiary:	wysokość - 1620 mm, szerokość - 500 mm, długość - 500 mm
Wymiary podstawy statywu:	400 x 400 mm
Możliwość obrotu w różnych kierunkach:	360° w płaszczyźnie poziomej, kąt obrotu ramienia: 80°
Waga ze statywem:	6,5 kg
Waga bez statywu:	4,5 kg
Moc:	900 VA
Napięcie zasilania:	220V AC, 50 HZ
Wymienny układ zasilania w olejki aromatyczne	

EFEKTY DZIAŁANIA GORĄCEJ PARY:

- pobudzenie krążenia krwi,
- wywołanie pocenia się i tym samym usunięcie toksyn,
- rozszerzenie porów skórnych i mieszków włosowych umożliwiające oczyszczenie skóry i usunięcie zaskórników.

EFEKTY DZIAŁANIA OZONU:

- zwiększa natlenienie komórek i tkanek,
- posiada silne działanie bakteriobójcze, niszczy drobnoustroje, wywołuje efekt dezynfekcyjny.

