

ACCURA nr kat. 1723

- 4 wyjścia prądowe
- 3 aplikatory
- 6 programów zabiegowych

Częstotliwość:

HF: 121-129 kHz
 Termoterapia HF: 102-208 kHz
 Elektroporacja: 2,5 kHz
 (modulowana do 20Hz)

Lifting: 5-400 Hz

Elektrody: 3W

Patent: U201130118

Wymiary: wysokość 145 mm
 szerokość 345 mm
 głębokość 275 mm

Waga: 2 kg



Efekty (po jednym zabiegu)



ACCURA umożliwia wykonywanie zabiegów łączących działanie kosmetyków z czterema podstawowymi technikami:

- » d'Arsonval
- » Termoterapia HF
- » Elektroporacja
- » Lifting

» D'ARSONVAL

Zabiegi z zastosowaniem prądu wysokiej częstotliwości wywołują szereg dobroczynnych efektów:

Efekt termiczny - prąd wysokiej częstotliwości doprowadzony do powierzchni skóry lekko podnosi jej temperaturę, pobudza metabolizm komórkowy, dzięki czemu zwiększa się ilość pobranego tlenu i wydalonego dwutlenku węgla.

Efekt rozszerzenia naczyń - głównym efektem wynikającym z zastosowania tego prądu jest stymulowanie krążenia obwodowego wywołującego rozszerzenie naczyń i lepsze ukrwienie tkanek. Prąd wywołuje efekt antyseptyczny, uspokajający i bakterioobójczy.



» TERMOTERAPIA HF

Emisja prądu wysokiej częstotliwości o charakterze ciągłym i niższe napięcie, niż w tradycyjnym HF powoduje zwiększenie efektu termicznego i zapobiega wytwarzaniu iskrzenia. Wzrost temperatury gazu wewnątrz elektrody podnosi temperaturę elektrody oraz skóry, do której jest ona przykładana. Pod wpływem ciepła następuje pobudzenie krążenia, przyspieszenie reakcji chemicznych, rozluźnienie mięśni - skóra przygotowana jest do właściwego zabiegu z wykorzystaniem impulsów prądowych i aktywnych składników produktów.

» ELEKTROPORACJA

Modulowany prąd średniej częstotliwości wywołuje chwilowe i odwracalne otwarcie mikroporów umożliwiając w ten sposób wprowadzanie aktywnych substancji do głębszych warstw skóry. W zabiegach elektroporacji („mezoterapii bezigłowej”) z wykorzystaniem aparatu ACCURA stosowane są bogate w składniki hydrożelowe maski przewodzące.

» MASKI HYDROŻELOWE

Maska HydroCare zawiera w swoim składzie m.in. kwas hialuronowy, kolagen oraz witaminy A, C i E, antyoksydant o znakomitych właściwościach nawilżających i odżywczych.

Odmładzająca maska WrinkleCare zawiera m.in. kwas hialuronowy, proteiny soi, ekstrakt z żeńszenia, Aloe Vera, witaminę C oraz Argirelinę, dającą efekt botuliny. Rozjaśniająca maska LightCare z zawartością m.in. arbutyny, retinolu, witaminy C i kwasu glikolowego działa delikatnie złuszcząco i odnawia skórę.

Przeznaczona dla skór tłustych i trądzikowych maska AcneCare neutralizuje proliferację bakterii, redukuje procesy zapalne, działa antyseptycznie, przeciwbólowo i regenerująco. Efekt ujędrnienia i napięcia skóry jest uzyskiwany dzięki zastosowaniu maski LiftCare zawierającej m.in. elastynę i kolagen, wygładzającej teksturę skóry, zwiększającej jej nawilżenie i przywracającej elastyczność.

» LIFTING

Impulsy prądowe o niskiej częstotliwości i małym natężeniu (mikroprądy) przenoszone są do powierzchni skóry przy pomocy pary opatentowanych elektrod trzymanyh w dłoniach przez kosmetyczkę, wykonującą określone ruchy. Zabieg składa się z trzech faz:

1. Drenaż limfatyczny i stymulacja epidermy;
2. Stymulacja skóry właściwej, wzrost napięcia;
3. Mikrostymulacja mięśni, umocnienie efektów powstałych w poprzednich fazach



» FLASH ACTIF

Stosowane do zabiegu ampułki Flash Actif Ampules dają natychmiastowy efekt napięcia, nawilżenia i wygładzenia skóry. Wypoczęty wygląd utrzymuje się przez wiele godzin. Ampułki zawierają m.in. kwas hialuronowy oraz Avena Sativa – ekstrakt z nasion owsa zwyczajnego, bogaty w polisacharydy i aminokwasy, które skutecznie nawilżają przesuszoną skórę.

