



BODYTER PREMIUM nr kat. 1717

- 10 wyjść niezależnie regulowanych
- 10 zintegrowanych elektrod
- 7 gotowych programów kombinowanych łączących elektrostymulację, termoterapię i elektroporację
- Time Alert - system bezprzewodowej komunikacji z urządzeniem

Termoterapia

Max moc wyjściowa: 20 W/wyjście
Temperatura: regulowana w zakresie 35°C - 55°C

Elektrostymulacja

Max napięcie: 120Vpp

Elektroporacja

modulowany prąd średniej częstotliwości

Wymiary: wysokość 1100 mm
szerokość 650 mm
głębokość 530 mm

Waga (z elektrodami): 30 kg

Efekty zabiegów BODYTER Premium



Program: SOFT CELLULIT
Kobieta 34 lata
Po 8 zabiegach ubytek 2,5 cm
w obwodzie uda



Program: BODY REMODELING
Mężczyzna 36 lat
Po 10 zabiegach utrata 5 cm
w obwodzie brzucha



» BODYTER PREMIUM

BODYTER Premium służy do wykonywania zabiegów wyszczuplających ciało, redukujących cellulit, zwiotczenia i lokalnie nagromadzoną tkankę tłuszczową, ujędrniających, modelujących, przeciwbólowych, rehabilitacyjnych, relaksacyjnych, drenażu limfatycznego. Na potrójny efekt zabiegów składa się synergiczne działanie termoterapii, elektrostymulacji i elektroporacji w połączeniu z odpowiednimi produktami kosmetycznymi.

Innowacyjna metoda, polegająca na jednoczesnym zastosowaniu trzech rodzajów terapii potęguje wszystkie dobroczynne efekty ich działania, zwiększa skuteczność zabiegów, skraca całkowity czas trwania kuracji i pozwala na osiągnięcie maksymalnych rezultatów w rekordowo krótkim czasie. Bodyter Premium umożliwia jednoczesne lub niezależne stosowanie dostępnych technik.

» TERMOTERAPIA

BODYTER Premium bazuje na emisji bliskiej podczerwieni, która wytwarza ciepło w warstwach leżących pod skórą, w tkance tłuszczowej i głębiej położonych strefach organizmu. Wzrost temperatury powoduje znaczne przyspieszenie reakcji chemicznych, stymuluje metabolizm i lipolizę, pobudza krążenie krwi. Terapia głębokim ciepłem ma dodatkowo działanie rozluźniające, odprężające i przeciwbólowe.

» ELEKTROPORACJA

potocznie nazywana „mezoterapią bezigłową” jest zjawiskiem zachodzącym w błonach komórkowych oraz w warstwie rogowej naskórka. Na skutek działania złożonych impulsów prądowych następuje chwilowe i odwracalne otwarcie mikroporów, umożliwiając wprowadzanie w głąb skóry aktywnych składników zawartych w produktach leczniczych i pielęgnacyjnych.

W zabiegach BODYTER Premium stosuje się preparaty żelowe o działaniu wyszczuplającym, przeciwcellulitowym oraz ujędrniającym.

» ELEKTROSTYMULACJA

BODYTER Premium wykorzystuje prądy niskiej i średniej częstotliwości w kierunku uzyskania efektu lipolitycznego, ujędrniającego, napinającego, wzmacniającego oraz rozbudowującego mięśnie, odprężającego i przeciwbólowego.

- Lipoactif (elektrolipoliza) działa bezpośrednio na tkankę tłuszczową powodując jej rozbitcie i ułatwiając eliminację;

- Gimnastyka intensywna (skurcze izometryczne) uznawana jest za najskuteczniejszą w zabiegach wyszczuplających, działa jednocześnie na mięśnie, tkanki podskórne i układ krążenia;

- Gimnastyka pasywna pobudza mięśnie do intensywnej pracy, ujędrnia i modeluje sylwetkę;

- Prądy interferencyjne;

- Tens stosowany w terapii bólu, blokuje bodźce i stymuluje wydzielanie endorfin;

- Prąd Kocz'a (rosyjska gimnastyka) rewelacyjnie likwiduje zwiotczenia, wzmacnia i napina wszystkie typy włókien mięśniowych.

Każdy z dostępnych prądów posiada do dziesięć programów, które można indywidualnie dobrać dostosowując ich działanie do potrzeb każdego klienta.



» PROGRAMY ZABIEGOWE

Programy kombinowane – siedem gotowych (łączy dostępnych technik) programów zabiegowych:

1. Lokalna tkanka tłuszczowa
2. Łagodny, miękki cellulit
3. Zwarty, twardy cellulit
4. Cellulit z obrzękiem
5. Modelowanie
6. Ujędrnianie
7. Drenaż limfatyczny

Program Express

- półgodzinny ekspresowy zabieg.

Program dowolny

- umożliwia indywidualny dobór i łączenie terapii.

» TIME ALERT

Innowacyjny system bezprzewodowej komunikacji z urządzeniem - Time Alert - gwarantuje terapeutycie efektywne wykorzystanie czasu pracy. Time Alert zapewnia „na odległość” stały nadzór nad pacjentem i kontrolę nad przebiegiem zabiegu.

» ŻELE ZABIEGOWE

Stosowane do zabiegów żele przewodzące zawierają aktywne substancje transportowane w głąb skóry na zasadzie mezoterapii bezigłowej. Żel zabiegowy G-5 o działaniu wyszczuplającym i przeciwcellulitowym zawiera w swoim składzie m.in. karnitynę, arnikę górską, kilka gatunków alg. Przyspiesza proces spalania tłuszczów, aktywuje metabolizm komórkowy, stymuluje mikrocykulację. Żel Toneactif zawierający m.in. kolagen, elastynę, algi ma znakomite działanie ujędrniające, uelastycznia skórę, odżywia, nawilża i rewitalizuje.



» ZINTEGROWANE ELEKTRODY

BODYTER Premium posiada 10 zintegrowanych elektrod (głębokie ciepło + impulsy prądowe + elektroporacja), dostosowanych do różnych obszarów ciała. Nowa „konstrukcja” elektrod pozwala na ich dowolną konfigurację (elektrody poziome i pionowe). Całkowicie rozbielalne elektrody są elastyczne, trwałe oraz łatwe do czyszczenia.

