

IMPACT nr kat. 1704

- kolorowy ekran dotykowy 5,7"
- intuicyjna, łatwa obsługa
- inteligentne głowice zabiegowe technologii SMARTCAV™ (precyzyjna dawka energii, maksymalna efektywność)
- 45 programów zabiegowych
- możliwość tworzenia indywidualnych programów i zapisywania ich w pamięci urządzenia

Kawitacja

częstotliwość:	40 kHz
moc maksymalna:	3 W/cm ²
tryb pracy:	ciągły lub pulsacyjny
liczba głowic:	2 (płaska i wklęsła)
średnica głowicy:	55 mm
powierzchnia głowicy:	24 cm ²

Elektroporacja

liczba głowic:	2 (płaska i wklęsła)
maksymalne napięcie:	140 Vpp ± 10%
częstotliwość nośna:	2,5 kHz ± 3%
częstotliwość modulacji:	2 Hz

Wymiary: wysokość	1115 mm
szerokość	530 mm
głębokość	580 mm

Waga: 25 kg



PROPONOWANE URZĄDZENIA UZUPEŁNIAJĄCE

IMPRESS-240

- funkcja pomiaru tętna i ciśnienia krwi
- automatyczne ustawianie wartości ciśnienia w komorach
- 6 rodzajów drenażu:
 - intensywny
 - pachwinowy
 - fizjologiczny
 - sekwencyjny
 - limfatyczny
 - kombinowany

Maksymalne ciśnienie:

- bez pomiaru ciśnienia krwi: 140 mm Hg
- z pomiarem ciśnienia krwi: 90% ciśnienia skurczowego

PRESOR-03



- ✓ zmniejszenie obwodu wybranej partii ciała
- ✓ redukcja cellulitu
- ✓ ujędrnienie i poprawa wyglądu skóry

Podstawą technologii urządzenia IMPACT jest wykorzystanie zjawisk kawitacji ultradźwiękowej oraz elektroporacji.

Kawitacja jest zjawiskiem fizycznym wywołanym działaniem fali ultradźwiękowej. Doprowadzona do ośrodka płynnego energia wywołuje efekt kompresji i dekompresji powodując powstawanie pęcherzyków, które akumulują energię. W wyniku nagromadzenia energii pęcherzyki ulegają implozji i mechanicznie oddziałują na otaczające tkanki, powodując rozerwanie błon komórek tłuszczowych. Zjawisko kawitacji wykorzystane w zabiegach IMPACT ma na celu doprowadzenie do trwałej destrukcji adipocytów.

Elektroporacja potocznie nazywana „mezoterapią bezigłową” jest zjawiskiem zachodzącym w błonach komórkowych oraz w warstwie rogowej naskórka. Na skutek działania złożonych impulsów prądowych następuje chwilowe i odwracalne otwarcie mikroporów, umożliwiając wprowadzanie w głąb skóry aktywnych składników zawartych w produktach leczniczych i pielęgnacyjnych.

Kombinacja obu powyższych nowoczesnych technik sprawia, iż IMPACT stanowi prawdziwą alternatywę dla chirurgicznych zabiegów odsysania tłuszczu (liposukcji) oraz jest najbardziej skutecznym urządzeniem umożliwiającym wymodelowanie figury poprzez likwidację nadmiaru lokalnej tkanki tłuszczowej, redukcję cellulitu oraz ujędrnienie i poprawę wyglądu skóry. Efektem zabiegu jest zmniejszenie obwodów poprzez redukcję tkanki tłuszczowej w obszarach brzucha, talii, ud, górnych partii rąk, pleców i pośladków.

Wymodeluj swoją figurę z szybkością dźwięku

**Kawitacja
ultradźwiękowa
najnowszej generacji**

Po każdym zabiegu wskazane jest wykonanie drenażu limfatycznego. Idealnym uzupełnieniem zabiegu IMPACT jest presoterapia przy użyciu urządzenia IMPRESS-240 lub PRESOR-03.

