

IMPRESS nr kat. 1639

- 6 rodzajów drenażu
- Funkcja pomiaru ciśnienia krwi
- Automatyczny dobór ciśnienia w komorach
- Uniwersalna wielkość uniformu (9 komór)

Ciśnienie

- bez pomiaru ciśnienia krwi:
max 140 mm Hg
- z pomiarem ciśnienia krwi:
max 90% ciśnienia skurczowego

Pomiar ciśnienia krwi

Tętno:	30-120
Max ciśnienie skurczowe:	80 mm Hg
Min ciśnienie rozkurczowe:	40 mm Hg


Wymiary:

wysokość	1421 mm
szerokość	467 mm
głębokość	504 mm

Waga: 28 kg



Akcesoria, wykonane są z trwałego i łatwego do utrzymania w czystości materiału. Muszą być bardzo dokładnie dopasowane do powierzchni ciała, co jest możliwe dzięki ich uniwersalnej wielkości i wygodnym zapięciom na rzepy. Część okrywająca stopę składa się z jednego kawałka, ma twardą podeszwę, co powoduje, że ciśnienie wywiera nacisk w kierunku wewnętrznym, w kierunku podstawy stóp. To gwarantuje wykonanie prawidłowego drenażu, od najodleglejszej części kończyny. Stopa jest osobnym elementem. Dzięki uniwersalnej wielkości pozwala się dopasować do wszystkich długości. Stopy i nogawki (z przedłużeniem na biodra, pośladki i dolną część brzucha) częściowo na siebie zachodzą, co sprawia, że cała poddawana zabiegowi powierzchnia ciała jest okryta ciśnieniowym „uniformem”.



» PRESOTERAPIA

Intensywny leczniczy masaż pompująco-ugniatający, usprawniający układ żylny i limfatyczny, jest podstawową techniką stosowaną w terapii cellulitu i otyłości oraz likwidacji obrzęków. Presoterapia jest metodą szeroko stosowaną w leczeniu układów limfatycznego i krążenia, w medycynie kosmetycznej, fizjoterapii i kosmetyce. Stosowanie presoterapii powoduje pobudzenie układu żylnego i limfatycznego, stymuluje reabsorpcję płynów śródmiąższowych oraz ich odprowadzenie do organów filtrujących, daje efekt przeciwbólowy i odprężający, powoduje wzrost elastyczności tkanek.

Zabieg polega na umieszczeniu kończyny lub innej części ciała dotkniętej schorzeniem w kombinezonie składającym się z elementów o kształtach buta, nogawki, rękawa lub pasa. Każdy z tych elementów posiada podwójne ścianki, a przestrzeń podzielona jest na oddzielne segmenty. Przy pomocy znajdującego się wewnątrz urządzenia kompresora, w sposób ściśle kontrolowany, do poszczególnych segmentów pompowane jest powietrze, pozwalając uzyskać kontrolowane ciśnienie nad obszarem ciała dotkniętym określonym problemem.

- ✓ stymulacja krążenia zwrotnego
- ✓ cellulit
- ✓ otyłość
- ✓ obrzęki żyłne i limfatyczne
- ✓ obrzęki pooperacyjne
- ✓ obrzęki pourazowe
- ✓ zapobieganie żylakom
- ✓ poprawa elastyczności skóry
- ✓ działanie przeciwbólowe
- ✓ relaks
- ✓ przygotowanie do operacji plastycznych
- ✓ usunięcie substancji toksycznych



» AKCESORIA

Najwyższa jakość i uniwersalna wielkość ciśnieniowego uniformu. Zapięcia na rzepy umożliwiają idealne dopasowanie elementów kombinezonu do wszystkich obszarów ciała.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu higieny do zabiegów stosowane są jednorazowe rajtuzy



z fizeliny zapobiegające bezpośredniemu kontaktowi skóry z powierzchnią akcesoriów.

Funkcja pomiaru ciśnienia krwi przed zabiegiem umożliwia automatyczny dobór ciśnienia w poszczególnych komorach, w sposób optymalny i bezpieczny dla każdego pacjenta.



» RODZAJE DRENAŻU

IMPRESS-240 posiada sześć rodzajów drenażu limfatycznego, które mogą być stosowane w odniesieniu do kończyn górnych i dolnych:

Intensywny - kompresja rozpoczyna się w najdalszych obszarach kończyn (stopa lub dłoń) i stopniowo idzie w górę, w kierunku kolejnych segmentów. Ciśnienie w już napompowanych segmentach utrzymuje się aż do zakończenia cyklu.

Pachwinowy - z odblokowaniem węzłów chłonnych na początku zabiegu.

Fizjologiczny - ciśnienie zaczyna działać u podstawy stóp do czasu osiągnięcia ustawionej wartości. Następnie działa na okolice kostki i dalszej części nóg i stabilizuje się do wartości w poprzednim segmencie. Kiedy wzrasta ciśnienie w okolicach łydki, opróżnia się segment umieszczony u podstawy stopy, i tak kolejno dalej. Przepływ płynów w kierunku serca jest bardzo dobry, bowiem wypełniony powietrzem poprzedni segment blokuje strumień zwrotny. Ten rytm pracy powoduje dośrodkową „falę ciśnienia”, która wspaniale stymuluje krążenie żyłne i limfatyczne, likwiduje zastoje.

Sekwencyjny - uzyskuje się najdelikatniejszy i najbardziej powierzchowny drenaż, porównywalny z masażem. Stosowany jest przy małych obrzękach i zmianach żylnych, z zastosowaniem niskiego ciśnienia.

Limfatyczny - kompresja w poszczególnych segmentach następuje zgodnie z zasadami ręcznie wykonywanego drenażu. Rozpoczyna się w najniższych częściach kończyn i jest stopniowo przenoszona ruchem przepychającym, posuwistym do dalszych obszarów.

Kombinowany - umożliwiający tworzenie indywidualnych programów zabiegowych i zapisywanie ich w pamięci urządzenia.

