



SKINLIGHT nr kat. 1625

Drenaż, mikrodemabrazja
maksymalne ciśnienie: 750 mBar

Elektroporacja
częstotliwość wyjściowa: 2,5 kHz
częstotliwość modulacji: 1,6÷2,2 Hz

Maska hydrożelowa
częstotliwość wyjściowa: 2,5 kHz
częstotliwość modulacji: 2÷25 Hz

Maska LED
długość fali: 617 nm
intensywność światła: 17,6 lm (400 mW)

Kriolift
temperatura głowicy: max -10°C

Wymiary: wysokość 1150 mm
szerokość 660 mm
głębokość 550 mm

Waga: aparat 10 kg
stelaż 13 kg



Efekty elektroporacji Dermactif. Po 8 zabiegach.

SlandiCo®, 05-816 Michałowice, ul. Dębowa 12, tel. 22 7239019
www.sorisa.pl



SKINLIGHT wszechstronne odmładzanie twarzy

SKINLIGHT jest najnowocześniejszym wielofunkcyjnym aparatem do zabiegów odmładzających twarz. Zaawansowana technologia i połączenie w jednym urządzeniu różnorodnych technik sprawiają, iż SKINLIGHT jest perfekcyjnym narzędziem umożliwiającym skuteczne stawianie czoła problemom związanym ze starzeniem skóry: zmarszczkami, utratą elastyczności, zmianami pigmentacyjnymi i odwodnieniem.

SKINLIGHT pozwala na stosowanie zapisanych w pamięci programów zabiegowych lub indywidualne wykorzystywanie dostępnych w urządzeniu technik.



» mikrodermabrazja diamentowa

Dzięki właściwościom fizycznym diamentu oraz głowicy ssącej z metalowymi wymiennymi końcówkami SKINLIGHT umożliwia wykonanie szybkiej mikrodermabrazji - bezbolesnego mechanicznego oczyszczenia, wygładzenia i regeneracji skóry. Mikrodermabrazja stosowana jest do peelingu, usuwania zaskórników, prosaków i zrogowaceń, redukcji blizn potrądzikowych, w zabiegach oczyszczających dla skór tłustych, zabiegach odmładzających i przy problemach pigmentacyjnych.



» mezoterapia bezigłowa

SKINLIGHT posiada funkcję elektroporacji. W trakcie elektroporacji modulowany prąd średniej częstotliwości (MMF) powoduje chwilowe i odwracalne otwarcie mikroporów umożliwiając wprowadzenie aktywnych składników do głębszych warstw skóry. Zabieg daje znakomity efekt nawilżenia i odmłodzenia.

- ✓ mikrodermabrazja diamentowa
- ✓ drenaż limfatyczny
- ✓ elektroporacja (mezoterapia bezigłowa)
- ✓ fotoporacja, fotoelektroporacja i fototerapia (przewodząca maska hydrożelowa + światło LED)
- ✓ kriolift
- ✓ pomiar nawilżenia skóry



» drenaż limfatyczny

Teflonowe końcówki głowic do drenażu limfatycznego idealnie dopasowują się do każdej powierzchni i gwarantują uzyskanie doskonałych efektów. Drenaż limfatyczny twarzy sprawia, że obrzęmienia, które gromadzą się szczególnie wokół oczu, czy też szyi są likwidowane, twarz jest wypoczęta i ma młodszy wygląd.



» fotoporacja, fotoelektroporacja, fototerapia (hydrożelowa maska przewodząca + światło LED)

SKINLIGHT wyposażony jest w funkcje fotoporacji, fotoelektroporacji i fototerapii. Posiadająca właściwości przewodzące hydrożelowa maska zawiera w swoim składzie m.in. witaminę E, antyoksydant o doskonałych właściwościach nawilżających oraz kwas hialuronowy. Sztywna maska emituje czerwone światło LED (617 nm). Światło stymuluje syntezę kolagenu i pobudza mikrokrążenie, zwiększa penetrację aktywnych składników zawartych w nawilżającej masce hydrożelowej HydroCare.



» kriolift

Funkcja krioliftu wywołuje efekt obkurczenia naczyń, poprawy mikrokrążenia i dotlenienia skóry. Doskonała metoda ujędrnienia zwiotczalej, zmęczonej skóry, powodująca wzrost jej napięcia i sprężystości. Głowica osiąga temperaturę do -10°C.



» pomiar nawilżenia skóry

Funkcja pomiaru stopnia nawilżenia skóry umożliwia wykonanie testu potwierdzającego skuteczność terapii. Rekomendowane jest wykonanie pomiaru nawilżenia przed rozpoczęciem zabiegu oraz po jego zakończeniu.